

Histolog[®]

Dip

Български

Име на продукта	Обем	Каталожен номер на продукта (REF)
Histolog® Dip	250 ml	005

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Histolog® Dip е флуоресцентен хистологичен оцветител за визуализиране на тъканни проби с Histolog® Scanner.

ПРИНЦИП

Histolog® Dip съдържа флуорохроматично багрило, което се свързва с нуклеиновите киселини и някои отрицателно заредени протеини. Това багрило разкрива морфологичната микроструктура на тъканни проби за образна диагностика с Histolog® Scanner.

СЪСТАВ

Histolog® Dip съдържа < 0,1% акридин оранж в буфериран физиологичен разтвор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Този продукт е предназначен за употреба при in vitro диагностика от медицински специалисти. Histolog® Dip е нестерилен и е противопоказан за in vivo тъканно изследване.

Изхвърлете след употреба в съответствие с местните разпоредби за боравене и изхвърляне на инфекциозни материали.

Когато работите с разтвор Histolog® Dip, избягвайте контакт с кожата и очите, като носите подходящо защитно оборудване.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете да изплаквате.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при 15 – 30 °C. Срокът на годност важи за продукта в интактния му контейнер, когато се съхранява според указанията. Не съхранявайте след отваряне

ВЛОШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА

Да не се използва, ако има данни за изтичане или повреда на бутилката.

Да не се използва, ако има данни за утайка или разтворът показва други признаци на влошаване.

ВЗЕМАНЕ И БОРАВЕНЕ С ПРОБИ

Тъканните проби трябва да се вземат и обработват съгласно местните указания.

Багрилата за маркиране на тъкани, ако има такива, трябва да се прилагат върху тъканната проба само след пълната процедура за образна диагностика с Histolog® Scanner.

МАТЕРИАЛИ

Предоставени:

Histolog® Dip

Изисквани, но не предоставени:

Histolog® Scanner (REF 003), Histolog® Dish (REF 004), физиологичен разтвор, 2 контейнера за потапяне

ПРОЦЕДУРА

- Оцветете пробата, като потопите за 10 секунди в контейнер за потапяне, пълен с разтвор Histolog® Dip. Една бутилка Histolog Dip е предназначена за процедура при един пациент.
- Изплакнете пробата, като потопите за 2 до 5 секунди в контейнер за потапяне, пълен с физиологичен разтвор.
- Направете изображение на пробата с Histolog® Scanner.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Разпределението на флуорохроматичното багрило в тъканната проба разкрива неговата морфологична микроструктура в изображения, получени с Histolog® Scanner.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверете цвета и бистротата на разтвора Histolog® Dip. Разтворът трябва да е бистър, оранжев и без данни за утайка.

За допълнителна контрола измерете pH на разтвора. pH трябва да бъде 7,0 – 7,4.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА

Оцветяването на пробите и качеството на изображението се влияят отрицателно от багрилата за маркиране на тъкани и излишъка на кръв.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт не съдържа вещества от природата и количества, които могат да бъдат класифицирани като опасни за човешкото здраве или околната среда съгласно разпоредбите на Регламент 1272/2008 на ЕО относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

ИЗВЕСТИЕ

Докладвайте всеки сериозен инцидент, свързан с Histolog® Dip, на SamanTree Medical SA и на Вашия национален компетентен орган.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

	Код на партида
	Каталожен номер
	In vitro диагностично медицинско изделие
	Дата на срок на годност (срок на годност)
	Нестерилно
	Производител
	Вижте инструкциите за употреба
	Температурна граница (съхранение)
	СЕ маркировка за съответствие с Директива 98/79/ЕО и Регламент (ЕС) 2017/746
	Тази страна нагоре
	Да се пази сухо
	Не използвайте повторно

	Упълномощен представител за ЕО
	UKCA маркировка за съответствие с Регламента за медицинските изделия 2002 (Обединеното кралство)
	Вносител

ТАБЛИЦА НА РЕДАКЦИИТЕ

Версия	Описание на промяната
1.0	Първоначална версия.
1.1	Увеличаване на срока на годност след отваряне.
1.2	Увеличаване на срока на годност след отваряне. Добавяне на нови предупреждения.
1.3	Незначителни промени в текста.
1.4	Добавяне на преводи и промяна на формата.
1.5	Добавяне на допълнителни номера за справка и версии.
1.6	Промяна на адреса на производителя.
1.7	Добавяне на „Известие“, „Състав“, „Таблица на редакциите“, упълномощен представител за ЕС и отговорно лице за Обединеното кралство.
1.8	Актуализирайте разделите „Съхранение“ и „Процедура“. Добавете информация за обслужване на клиенти



SamanTree Medical SA

Avenue de Provence 12

1007 Lausanne

Швейцария

Обслужване на клиенти

Тел.: +41 21 623 0073

contact@samantree.com

Copyright© 2025

Histolog е регистрирана търговска марка на
SamanTree Medical.



SamanTree Medical France SASU

c/o A.A.C.I.

2 avenue des Allobroges

74200 Thonon-les-Bains

Франция



Отговорно лице за Обединеното кралство

UKMDR Ltd.

71-75 Shelton Street, Covent Garden

London WC2H 9JQ

Обединено кралство