

Histolog[®]

Dip

Hrvatski

Naziv proizvoda	Volumen	Kataloški broj proizvoda (REF)
Tekućina za uranjanje Histolog [®]	250 ml	005

NAMJENA

Tekućina za uranjanje Histolog[®] fluorescentna je histološka boja za snimanje uzoraka tkiva uređajem za skeniranje Histolog[®].

NAČELO

Tekućina za uranjanje Histolog[®] sadržava fluorokromatsku boju koja se veže za nukleinske kiseline i neke negativno nabijene proteine. Ta boja otkriva morfološku mikrostrukturu uzoraka tkiva za snimanje uređajem za snimanje Histolog[®].

SASTAV

Tekućina za uranjanje Histolog[®] sadržava < 0,1 % akridin narančaste boje u puferiranoj fiziološkoj otopini.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ovaj proizvod namijenjen je zdravstvenim djelatnicima za in vitro dijagnostiku.

Tekućina za uranjanje Histolog[®] nije sterilna i kontraindicirana je za pregled tkiva in vivo.

Odložite nakon uporabe u skladu s lokalnim propisima za rukovanje i odlaganje zaraznih materijala.

Prilikom rukovanja otopinom za uranjanje Histolog[®] izbjegavajte dodir s kožom i očima nošenjem odgovarajuće zaštitne opreme.

U SLUČAJU DODIRA U OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

SKLADIŠTENJE

Čuvajte na 15 – 30 °C. Rok trajanja odnosi se na proizvod u neotvorenom spremniku ako se čuva u skladu s uputama. Ne čuvati nakon otvaranja.

SMANJENJE KVALITETE PROIZVODA

Nemojte upotrebljavati ako postoje dokazi o curenju ili oštećenju boce.

Nemojte koristiti ako postoje dokazi o talogu ili ako otopina pokazuje druge znakove smanjenja kvalitete.

PRIKUPLJANJE UZORAKA I RUKOVANJE NJIMA

Uzorci tkiva trebaju se prikupljati i njima treba rukovati u skladu s lokalnim smjernicama.

Boje za označavanje tkiva, ako postoje, treba nanijeti na uzorak tkiva tek nakon dovršetka postupka snimanja uređajem za snimanje Histolog[®].

MATERIJALI

Isporučeni:

Tekućina za uranjanje Histolog[®]

Potrebni, ali nisu isporučeni:

Uređaj za snimanje Histolog[®] (REF 003), zdjelica Histolog[®] (REF 004), fiziološka otopina, 2 posude za uranjanje

POSTUPAK

1. Obojite uzorak uranjanjem 10 sekundi u spremnik za uranjanje napunjen otopinom za uranjanje Histolog[®]. Jedno pakiranje proizvoda Histolog Dip namijenjeno je za jedan zahvat.
2. Ispirite uzorak uranjanjem 2 do 5 sekundi u spremnik za uranjanje napunjen fiziološkom otopinom.
3. Snimite sliku uređajem za skeniranje Histolog[®].

TUMAČENJE

Raspodjela fluorokromatske boje u uzorku tkiva otkriva njegovu morfološku mikrostrukturu u slikama dobivenima uređajem za skeniranje Histolog[®].

KONTROLA KORISNIČKE KVALITETE

Pregledajte boju i jasnoću otopine za uranjanje Histolog[®]. Otopina treba biti bistra, narančasta i bez dokaza o talogu.

Za dodatnu kontrolu izmjerite pH otopine. pH vrijednost treba biti 7,0 – 7,4.

OGRAIČENJA POSTUPKA

Na bojenje uzoraka i kvalitetu slike negativno utječu boje za označavanje tkiva i suvišna krv.

DODATNE INFORMACIJE

Ovaj proizvod ne sadržava prirodne tvari i količine koje se razvrstavaju kao opasne za zdravlje ljudi ili okoliš u skladu s odredbama Uredbe EZ-a 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP).

OBAVIJEST

SVaki ozbiljan štetni događaj povezan s tekućinom za uranjanje Histolog[®] prijavite društvu SamanTree Medical SA i svojem nacionalnom nadležnom tijelu.

OPIS SIMBOLA

	Šifra serije
	Kataloški broj
	In vitro dijagnostički medicinski proizvod
	Rok uporabe (valjanosti)
	Nesterilno
	Proizvođač
	Pogledajte upute za uporabu
	Ograničenje temperature (skladištenje)
	Oznaka CE sukladnosti s Direktivom 98/79/EZ i Uredbom (EU) 2017/746
	Ova strana gore
	Držati na suhome
	Ne ponovno koristiti
	Ovlašteni zastupnik za EZ
	Oznaka UKCA sukladnosti s Uredbama o medicinskim proizvodima 2002 (UK)
	Uvoznik

TABLICA REVIZIJA

Ver.	Opis izmjene
1.0	Početna verzija.
1.1	Produljenje vijeka trajanja nakon otvaranja.
1.2	Produljenje vijeka trajanja nakon otvaranja. Dodana nova upozorenja.
1.3	Manje promjene teksta.
1.4	Dodani prijevodi i promjena formata.
1.5	Dodane dodatne reference i brojevi verzije.
1.6	Promjena adrese proizvođača.
1.7	Dodana „Obavijest”, „Sastav”, „Tablica revizija”, ovlašteni predstavnik za EU i odgovorna osoba za UK.
1.8	Ažurirajte odjeljke "Čuvanje" i "Postupak". Dodajte informacije o kundskoj službi



SamanTree Medical SA

Avenue de Provence 12

1007 Lausanne

Švicarska

Kundska služba

Tel: +41 21 623 0073

contact@samantree.com

Autorska prava © 2025.

Histolog je registrirani zaštitni znak društva
SamanTree Medical.



SamanTree Medical France SASU

c/o A.A.C.I.

2 avenue des Allobroges

74200 Thonon-les-Bains

Francuska



Odgovorna osoba u Ujedinjenoj Kraljevini

UKMDR Ltd.

71-75 Shelton Street, Covent Garden

London WC2H 9JQ

Ujedinjena Kraljevina